

Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε καλά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή. Εάν δώσετε την συσκευή σε κάποιον άλλο, δώστε του μαζί και αυτό το εγχειρίδιο.

- Αυτή η συσκευή προορίζεται για την στοματική και οδοντιατρική φροντίδα ενηλίκων.
- Ανήλικοι 7 ετών ή μεγαλύτεροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την συσκευή υπό επίτηρηση.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για ιδιωτική και καθορισμένη χρήση.
- Τακτικά, ελέγχετε την συσκευή και το καλώδιο για τυχόν ζημιές.
- Αν η συσκευή σταματήσει να λειτουργεί ή υποστεί κάποια φθορά, απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την πρίζα.
- Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε την συσκευή μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε κάποιο εξειδικευμένο τεχνικό
- Χρησιμοποιείτε μονάχα αυθεντικά εξαρτήματα.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Πληροφορίες

- Η συσκευή διατίθεται για την οδοντική και στοματική φροντίδα στους ενήλικους.
- Τα παιδιά από την ηλικία των επτά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή εάν παρακολουθούνται από έναν ενήλικο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για παιδιά μικρότερα από 3 ετών δεδομένου ότι περιέχει μικρά εξαρτήματα τα οποία μπορεί να αποκοπούν και να τα καταπιούν.

Εγκατάσταση της μπαταρίας

Η θήκη μπαταριών στο κάτω μέρος της συσκευής μπορεί να ανοίξει με ένα νόμισμα ή κάτι παρόμοιο. Κατόπιν μπορείτε να αφαιρέσετε το χαμηλότερο τμήμα του περιβλήματος. Βάλτε τις μπαταρίες AA/R6.. Παρακαλώ σιγουρευτείτε για τη σωστή πολικότητα.

Μπαταρίες (δεν συμπεριλαμβάνονται)

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλη χρονική περίοδο, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε την διαρροή του οξέως.

Διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή οι νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Πετάξτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στους σχετικούς κάδους ανακύκλωσης ή επιστρέψτε τις στον έμπορο σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλές θερμοκρασίες ή στο άμεσο φως του ήλιου. Μην ρίχνετε ποτέ τις μπαταρίες στην φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!

Οδηγίες χρήσης

Βάλτε μια βούρτσα διαγώνια προς τη ράβδο κίνησης και γυρίστε την μέχρι να κλειδώσει στη θέση της. Οι τρίχες της βούρτσας πρέπει να δείχνουν στην αντίθετη κατεύθυνση από τον διακόπτη. Οι βούρτσες διαθέτουν δαχτυλίδια διαφορετικών χρωμάτων για την χρήση από διαφορετικούς ανθρώπους.



Η οδοντόβουρτσα δεν αρχίζει να λειτουργεί αμέσως όταν πιέσετε τον διακόπτη ON/OFF, αλλά πρέπει να πιέξετε συγχρόνως στα δόντια.

Βάλτε λίγο οδοντόκρεμα στη βούρτσα και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Κινήστε το κεφάλι της βούρτσας προσεκτικά από δόντι σε δόντι.

Η βούρτσα καθαρίζει και στην άκρη των ούλων και στο διάστημα μεταξύ των δοντιών. Δεν είναι απαραίτητο να πιέσετε πολύ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Κατά τις πρώτες χρήσεις της οδοντόβουρτσας μπορεί να παρατηρήσετε μάτωμα στα ούλα.
- Αν αυτά τα συμπτώματα κρατήσουν πάνω από 2 βδομάδες, συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.

Καθαρισμός

Προκειμένου να απελευθερωθεί η βούρτσα, γυρίστε το κεφάλι της βούρτσας δεξιόστροφα. Τώρα μπορείτε να την αφαιρέσετε εντελώς. Παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε προϊόντα καθαρισμού.



Προστασία του περιβάλλοντος

Όταν θελήσετε να πετάξετε τη συσκευή, παρακαλώ μην την πετάξετε στα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντ' αυτού πρέπει να την πετάξετε σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Κατ' αυτό τον τρόπο βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος.